



# Für Tracheostomiekanülen


## Sprechventile



**phon assist I**  
REF 650-T




**phon assist I mit Sauerstoffanschluss**  
REF 650-TO



**phon assist II**  
REF 655-T


## Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher



**humid assist I**  
REF 640-CT



**humid assist II**  
REF 645



**humid assist III**  
REF 641



**humid assist IV**  
REF 642



**humid assist mini**  
REF 643

## Verschlusskappe



REF 516

## 22 mm-Adapter




REF 622

**NEU! AB 08/2014**


## Kombinationsmöglichkeiten

### Gesiebte Kanülen



● **TRACOE twist und twist plus Kanülen, gesiebt, mit 15 mm-Konnektor**

REF 302, REF 302-P, REF 304, REF 888-306, REF 888-306-P, REF 312, REF 312-P, REF 314, REF 888-316, REF 888-316-P




● **TRACOE comfort Kanüle, gesiebt, mit 15 mm-Konnektor**

REF 115, REF 215

#### Jeweils in Kombination mit:


- ◀ phon assist I (REF 650-T)
- ◀ phon assist I mit Sauerstoffanschluss (REF 650-TO)
- ◀ humid assist I (REF 640-CT)
- ◀ humid assist III (REF 641)
- ◀ humid assist IV (REF 642)
- ◀ phon assist II (REF 655-T)
- ◀ phon assist II (REF 655-T) + humid assist II (REF 645)
- ◀ Verschlusskappe (REF 516)
- ◀ 22 mm-Adapter (REF 622)

### Kanülen




● **TRACOE twist und twist plus Kanülen, mit 15 mm-Konnektor**

REF 301, REF 301-P, REF 303, REF 305, REF 306, REF 309, REF 311, REF 311-P, REF 313, REF 316



● **TRACOE vario Kanülen, mit 15 mm-Konnektor**

REF 450, REF 450-P, REF 451, REF 451-P, REF 455, REF 460, REF 460-P, REF 461, REF 461-P, REF 470, REF 470-P, REF 471, REF 471-P



● **TRACOE comfort Kanülen, mit 15 mm-Konnektor**

REF 103-A, REF 104-A, REF 114, REF 105, REF 105-D, REF 204-A, REF 205, REF 214


#### Jeweils in Kombination mit:

- ◀ humid assist I (REF 640-CT)
- ◀ humid assist III (REF 641)
- ◀ humid assist IV (REF 642)
- ◀ 22 mm-Adapter (REF 622)



**Achtung: Alle Kanülen mit Cuff müssen vor dem Aufsetzen eines Sprechventils entblockt werden!**

### Kanülen für Kinder und Neugeborene



● **TRACOE mini mit 15 mm-Konnektor**



REF 350,



REF 355

#### Jeweils in Kombination mit:

- ◀ humid assist mini (REF 643)
- ◀ 22 mm-Adapter (REF 622)

## Für TRACOE buttons, Silikonkurzkanülen und Haltepflaster

### Sprechventile



**phon assist I**  
REF 650-S



**phon assist I mit Sauerstoffanschluss**  
REF 650-SO



**phon assist II**  
REF 655-S

### Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher



**humid assist I**  
REF 640-S



**humid assist II**  
REF 645


### Verschlussstopfen



REF 621

## Kombinationsmöglichkeiten


### Träger mit 22 mm-Aufnahme



● **TRACOE larynx grid button**  
REF 601, REF 602, REF 603



● **TRACOE larynx stoma button**  
REF 611, REF 612, REF 613




● **TRACOE larynx Silikonkurzkanüle, mit Sprechfunktion**  
REF 581, REF 583



● **TRACOE larynx Haltepflaster**  
REF 660, REF 661

#### Jeweils in Kombination mit:

- ◀ **phon assist I** (REF 650-S)
- ◀ **phon assist I mit Sauerstoffanschluss** (REF 650-SO)
- ◀ **humid assist I** (REF 640-S)
- ◀ **phon assist II** (REF 655-S)
- ◀ **phon assist II (REF 655-S) + humid assist II (REF 645)**
- ◀ **Verschlussstopfen** (REF 621)



● **TRACOE larynx Silikonkurzkanüle**  
REF 580, REF 582

#### In Kombination mit:

- ◀ **humid assist I** (REF 640-S)

